

MODÈLE	MAG 2000 PLUS	
VERSION	MAGNETOTHERAPIE BASSE FRÉQUENCE HAUTE INTENSITÉ	
<p>PACK COMPRENANT:</p> <ul style="list-style-type: none"> • MAG 2000 PLUS. • Applicateur à deux bobines et bande élastique à 3 solénoïdes. • Câble d'alimentation médical. • Manuel d'utilisation. • Guide de positionnement de la bande thérapeutique. • 1 étui PVC • Mallette de transport. 		

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

MAG 2000 PLUS représente le dispositif le plus innovateur de la gamme de la nouvelle ligne de produits pour magnétothérapie entièrement conçus et réalisés par le laboratoire R&D de Iacer. Il s'agit de l'évolution naturelle du modèle de base MAG 2000, qui en reprend les formes et le design, mais avec des caractéristiques techniques et une prestation qui en font un produit idéal pour l'utilisateur professionnel à la recherche d'un produit excellent à un prix extrêmement compétitif.

MAG 2000 PLUS comprend 20 programmes prédéfinis identifiés par le nom des pathologies les plus courantes (ostéoporose, périarthrite, etc.), 14 programmes identifiés par la fréquence du travail (de 1 à 100 Hertz) et un programme Scan automatique à variation de fréquence continue pour le traitement des tissus mous et durs dans une même séance de thérapie.

MAG 2000 PLUS permet aussi de définir et conserver en mémoire 10 programmes usagers, ajustables au niveau de l'intensité du champ magnétique et de la fréquence du travail (jusqu'à 120 Hertz). En outre, grâce à l'emploi des nouveaux applicateurs à deux bobines, **MAG 2000 PLUS** permet une intensité du champ magnétique extrêmement élevée, allant **jusqu'à 400 Gauss** sur les **deux sorties (200 Gauss par canal)**, laquelle permet des traitements en profondeur, avec des temps réduits en comparaison des séances thérapeutiques habituelles.

MAG 2000 PLUS peut être utilisé avec la bande élastique thérapeutique à 3 solénoïdes, déjà présente dans le modèle de base MAG 2000.

MAG 2000 PLUS est un dispositif médical certifié CE0476.

PROGRAMMES

Ostéoporose	Contusiones intercostales	1 Hz	70 Hz	Usager 01
Arthrose	Lombalgie	3 Hz	80 Hz	Usager 02
Arthrite	Douleur lombaire	5 Hz	90 Hz	Usager 03
Arthrose cervicale	Arthrose épaule	10 Hz	100 Hz	Usager 04
Douleur Articulaires	Arthrose genou	15 Hz	Scan automatique	Usager 05
Cervicalgie	Périarthrite	20 Hz		Usager 06
Entorse	Coxarthrose	30 Hz		Usager 07
Fracture	Atrophie musculaire	40 Hz		Usager 08
Épicondylite	Contractures musculaires	50 Hz		Usager 09
Épitrochléite	Ostéonécrose	60 Hz		Usager 10

Dimensions: 180 x 110 x 50 mm