

PÈSE BÉBÉ

NUMÉRO DE PRODUIT 7725

Médecine, santé, forme et bien-être



- › Métrologie légale: classe III
- › Dispositifs médicaux: classe 1
- › Fonction Tare
- › Fonction Hold
- › Toise pour bébé optionnelle

PÈSE BÉBÉ

NUMÉRO DE PRODUIT 7725

Qualités



Le pèse-bébé 7725 de Soehnle Professional est une balance bi-étendue avec une haute précision et une bonne fiabilité. Des fonctions d'amortissement et de hold garantissent un affichage pondéral stable. Un autre avantage du pèse-bébé est son état de niveau stable et non-basculant pour un pesage sûr de notre bébé. Une matière plastique facile d'entretien et des formes ergonomiques sans rainures et pièces rapportées facilitent un nettoyage simple et hygiénique.

- > Classe III, MPG Classe 1
- > Utilisation simple
- > Affichage LCD rétroéclairé riche en contraste avec des chiffres de 20 mm de haut
- > Grand angle de lecture
- > Mise à zéro automatique à la mise sous tension

- > Touche de fonction „tare“ (un tarage des supports déposés sur le plateau est possible)
- > Fonction hold
- > Signaux acoustiques
- > Alimentation secteur ou par piles
- > Fiche d'alimentation avec LED de contrôle (inclus dans le volume de livraison)
- > Auto-Off pour fonction avec piles

Accessoires

- > Toise pour bébé (No de commande 5005.10.001) simple à monter, rangée 35 - 80,1 cm, échelon 1 mm, affichage particulier, lasier pour piles extra large, auto-off automatique

Informations pour la commande

N° de commande	Portée	Echelon	Dimensions	Poids
	kg	g	mm	kg
7725.01.001	15	Jusqu'à 6 kg = 2 g, à partir de 6 kg = 5 g	600 x 355 x 120	4,6

Votre spécialiste Soehnle Professional :

www.soehnle-professional.com