

Tensiomètre poignée 0305

- Tensiomètre entièrement automatique
- Mesure du pouls
- Détection d'éventuels arythmie cardiaque
- Classification OMS
- Mémorise les données jusqu'à 4 personnes – 4 x 99 enregistrements
- Mémoire: Calcul les valeurs moyennes par heure, jour, semaine ou mois
- Indique la date et l'heure
- S'éteint automatiquement
- Produit médical

* OMS Organisation Mondiale de la Santé



Mesure du taux de pression :	20 – 280 mmHg
Mesure du pouls :	40 – 195 bpm
Précision :	Pression +/- 3 mmHg : Pouls +/- 5%
Dimensions :	80 x 85 x 60 mm
Affichage :	48 x 34 mm
Piles (incl.) :	2 x 1,5V AAA

I/M: GB / FR / ES / AR

Désignation	Tensiomètre
Numéro d'article	0305
EAN	731586 0305 053
Dimensions de l'emballage/mm	105 x 100 x 80
Poids brut/g	237
Unité de vente	6
Quantité par suremballage	6
Dimensions du suremballage/mm	310 x 255 x 90
Poids brut/kg	1.54