

TENSIOMÈTRE ÉLECTRONIQUE AU POIGNET

AUTOTENSIO®



Spengler

FABRICANT FRANÇAIS DEPUIS 1907

2 ANS
GARANTIE

Autotensio : si facile à mettre en place !

CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 tensiomètre au poignet Autotensio® avec brassard violet (13,5-21,5 cm)
- 2 piles LR03 (AAA)
- 1 boîtier de rangement
- 1 manuel d'utilisation

Un diagnostic de précision

Les tensiomètres électroniques Autotensio® sont des dispositifs médicaux de mesure non invasive de la pression artérielle à l'aide de la méthode oscillométrique.

La gamme Autotensio® de SPENGLER mesure la tension artérielle lors du dégonflage du brassard.

Autotensio® de SPENGLER mesure et affiche la tension artérielle et la fréquence cardiaque dans le cadre de contrôles ponctuels ou de suivi thérapeutique sur des patients adultes ou en pédiatrie (>8 ans ou >30 kg).

Prise de mesure dans les mêmes conditions qu'en cabinet médical.



Mémoire = 120 valeurs horodatées



Entièrement automatique



Affichage à cristaux liquides numériques



Brassard de couleur violette (13,5 - 21,5 cm)



Utilisation intuitive

Note SPENGLER : La méthode oscillométrique est de plus en plus utilisée tant en pratique courante que dans le cadre des essais cliniques.

Cette méthode élimine les erreurs d'interprétation et le biais de l'observateur, évite les valeurs arrondies et réduit les erreurs de mesure.


LES PLUS DE L'AUTOTENSIO® :

- Mesures précises
- Lecture rapide
- Silencieux
- Arrêt automatique




TENSIOMÈTRE AU POIGNET AUTOTENSIO®

LES FONCTIONS



AFFICHAGE



Désignation

Tensiomètre électronique au poignet Autotensio®

Référence

SPG 340

