



Des produits à vivre

Tensiomètre Anéroïde

Kypia manopoire



www.dupont-medical.com

Kypia manopoire

Tensiomètre anéroïde

La précision et le confort d'utilisation

- Manomètre avec bague de protection
- Bloc manométrique indépendant du brassard
- Changement des brassards par raccords rapides
- Bloc manométrique en ABS
- Cadran Ø 58 mm
- Gonflage poire
- Décompression progressive et contrôlée par robinet
- Brassards pré-calibrés lavables
- Fermeture par système auto-agrippant
- Trousse de rangement



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Kypia manopoire | |
|------------------------|--|
| Type : | Manopoire anéroïde |
| Méthode de mesure : | Auscultatoire |
| Manomètre : | Boîtier ABS |
| Cadran : | Ø 58 mm |
| Plage de mesure : | 0 à 300 mmHg |
| Graduation : | 2 mmHg |
| Précision : | ± 3 mmHg |
| Brassards : | 4 tailles : large, standard, enfant et nourrisson Polyamide (large et standard) Polycoton (enfant et nourrisson) Lavage à 30° Fermeture par système auto-agrippant |
| Pré-calibré : | Index dimensions poche / circonférence bras |
| Fixation du brassard : | Système raccord rapide métallique |
| Gonflage/dégonflage : | Poire PVC Ø 45 mm Robinet laiton chromé Décompression par valve |
| Poche et tubulure : | Caoutchouc, poche 1 sortie |
| Poids : | ~ 374 g |
| Garantie : | 1 an à partir de la date d'achat du client contre tout défaut et vice de fabrication et dans des conditions normales d'utilisation et hors pièces d'usure. |

| | |
|--|-------------|
| KYPIA adulte, brassard polyamide auto-agrippant bleu | CC 320 2001 |
| KYPIA adulte, brassard polyamide auto-agrippant vert | CC 320 2002 |
| KYPIA obèse, brassard polyamide auto-agrippant bleu | CC 320 2301 |
| KYPIA enfant, brassard polycoton auto-agrippant à motifs | CC 320 2500 |
| KYPIA nourrisson, brassard polycoton auto-agrippant à motifs | CC 320 2700 |
| KYPIA SYSTEM', 4 brassards : obèse, adulte, enfant, nourrisson | CC 320 2000 |

Conforme à la norme EN 1060 parties 1, 2 et 3 intitulé 'tensiomètres non-invasifs'

Marquage CE : Produit classe I fonction mesurage

Les tensiomètres Dupont Médical répondent aux exigences essentielles décrites dans la directive 93/42/CEE annexe I. Ils sont fabriqués dans un système qualité conforme à l'annexe V (FM) chapitre 3 et 4 de la directive 93/42/CEE.

COLSON®
DUPONT

Les photographies et les caractéristiques techniques mentionnées ne sont pas contractuelles et peuvent être soumises à des changements sans préavis.

DUPONT MEDICAL

BP 19 - ZAC de Ban la Dame - 92 rue du train à fil - 54390 FROUARD (France)

Tel. +33 (0)3 83 49 54 50 - Fax. +33 (0)3 83 495 496

<http://www.dupont-medical.com>