

R1 antichoc

 **Riester**
The familiar way

→ **SHOCK
PROOF**

Le nouveau standard **pour une mesure anéroïde
de la tension**

NOUVEAU!

 Focus Green
Silver 2008



→ **R1 anti-choc. Précision maximale, toute la vie ! Made in Germany**

- Technologie antichoc brevetée (en cours)
- Conduit à air brevetée (en instance) pour un mouvement stable des aiguilles
- Gonflage rapide et ergonomique grâce à sa forme pratique d'une poire avec cuillère intégrée
- La valve de décompression s'ouvre sans résistance et permet une manipulation précise et confortable
- 5 ans de garantie sur le calibrage

R1 antichoc



The familiar way



Précision maximale, toute la vie ! Made in Germany. Nouveau standard pour les tensiomètres anéroïdes.

- Antichoc jusqu'à 120 cm de hauteur. Les tensiomètres anéroïdes traditionnels sont sensibles aux chocs et risquent, après un choc ou une chute, de faire des mesures imprécises; et sont donc inutilisables. Cela a pour conséquence des diagnostics inexacts et des coûts logistiques considérables.
- Focus Green Silber 2008 Design Award
- Echelle: Ø 52 mm blanc à aiguille bleue, ou noir à aiguille rouge fluorescent
- Socle de valve et conduit à air avec valve de décompression en métal
- Boîtier ABS à deux composants
- Raccord du tuyau vissant en métal, en haut sur le boîtier pour un changement rapide des brassards et une manipulation ergonomique
- Tolérance maximale d'erreur +/- 3 mm Hg
- Grand choix de tailles de brassards
- Livré dans un étui vinyle à fermeture éclair
- Poids : 173 grammes

Made in Germany

R1 antichoc, brassard enveloppant en coton, Adultes 1 tube
 R1 antichoc, brassard en coton à crochets, Adultes 1 tube
 R1 antichoc, brassard à bandes velcro, Adultes 1 tube

Set avec coffret de rangement et 3 brassards (bras forts, adultes, enfants) et R1 antichoc à échelle blanche

Set sans coffret de rangement et 3 brassards (bras forts, adultes, enfants) et R1 antichoc à échelle blanche

Avec échelle noir

**1250-101
 1250-104
 1250-107**

Avec échelle blanche

**1251-101
 1251-104
 1251-107**

1260

1261

